

汎用光源装置

FM-LED
LED LIGHT SOURCE II

LED ライトソース II



FOUR MEDICS

FM-LED/LED LIGHT SOURCE II

高純度LEDは長寿命・省電力のため、
長く安心して御使用できます。



FM LEDライトソースII FM-LED

電源：AC-100V

チャンネル数：4個

重量：4.5kg

光源寿命：40,000時間


色温度：6500K

規格：220mm(W)x260mm(D)x120mm(H)

照度：20,000,000Lux

LIGHT SOURCE CONNECTOR

ケーブルを差し込む光源コネクタは
A/ACMI W/ウルフ S/ストルツ O/オリンパス
の4つのジョイントに対応しているため、幅広い
種類のファイバーケーブルでお使いいただけます。



CONTROLLER

ライトコントローラーは、光量を保ったまま
一時的に消灯することができるため、術中に
一度光を消してもON/OFFボタンで再度同じ
光量で点灯することができます。

< 製造販売業者 >

有限会社フォーメディックス

TEL：03-6280-7233

医療機器届出番号：13B3X00403020003