

E F


持針器

鑷子

持針器


Needle Holders

タンゲステンカーバイトチップ



0.4mmチップ

*メッシュのピッチが0.4mmのスタンダードなチップです。



0.2mmチップ

*メッシュのピッチが0.2mmのマイクロ用のチップです。

*USP規格 (7-0) (8-0) (9-0) の糸をすべることなく把持できます。



スムースチップ

*超硬の目無しチップです。




ヘガール持針器

- E-000-11 0.2mmチップ付き11.5cm
- E-000-12 0.2mmチップ付き12.5cm
- E-000-14 0.4mmチップ付き14cm
- E-000-15 0.4mmチップ付き15cm
- E-000-16 0.4mmチップ付き16cm



E-000-11




E-000-12



E-000-14



E-000-16



E-001-11



E-001-12

ウェブスター持針器

- E-001-11 スムースチップ付き11.5cm
- E-001-12 スムースチップ付き12.5cm



E-002-11



E-002-12

ヘガールデリケート持針器

- E-002-11 0.2mmチップ付き11.5cm
- E-002-12 0.2mmチップ付き12.5cm

持針器

Needle Holders



マッチュウ持針器

E-010-16 0.4mmチップ付き16cm
E-010-19 0.4mmチップ付き19cm



マッチュウ持針器 (先曲)

E-011-16 0.4mmチップ付き16cm
E-011-19 0.4mmチップ付き19cm



オルセンヘガール持針器 (剪刀付)

E-020-14 14cm



ギリス持針器 (剪刀付)

E-030-13 13cm

鑷子

Foceps



眼科鑷子

F-000-11 無鉤11cm
F-001-11 有鉤11cm



マッカンドー鑷子

F-010-16 無鉤16cm
F-011-16 有鉤16cm



アドソン鑷子

F-020-12 無鉤12.5cm
F-021-12 有鉤12.5cm



アドソン鑷子

F-030-12 目無し12.5cm



アドソンブラウン鑷子

F-040-12 12.5cm



ソープ鑷子

F-050-12 11cm



アドソンフック鑷子

F-060-12 12.5cm




フック鑷子

F-070-12 12.5cm
F-071-12 止付12.5cm

鑷子

Foceps



皮膚縫合鑷子

F-080-12 12cm



抜糸鑷子

F-090-13 目付13cm
F-091-13 目無13cm



ブラウン鑷子

F-100-14 14.5cm



グレーフェ鑷子

F-110-11 巾3 11cm
F-111-11 巾5 11cm



アドソングレーフェ鑷子

F-120-12 巾3 12.5cm
F-121-12 巾5 12.5cm



ギリス鑷子

F-130-12 無鉤12.5cm
F-131-12 有鉤12.5cm



ギリス鑷子

F-140-15 無鉤15.5cm
F-141-15 有鉤15.5cm



ビショップハーマン鑷子

F-150-11 無鉤11.5cm
F-151-11 有鉤11.5cm

鑷子

Foceps



抜毛鑷子

F-160-10 10cm



抜毛鑷子

F-170-13 13cm



抜毛鑷子

F-180-12 12cm



抜毛鑷子

F-190-12 12.5cm



イボ取り鑷子

F-200-13 13cm



鋭匙鑷子

F-210-15 径3 15cm
F-211-15 径5 15cm



ルーツェ耳用鑷子

F-220-14 無鉤14cm
F-221-14 有鉤14cm




ルーツェ鼻用鑷子

F-230-17 無鉤17cm
F-231-17 有鉤17cm

鑷子

Foeceps



外科鑷子 無鈎

F-240-13 13cm
F-240-15 15cm
F-240-18 18cm
F-240-23 23cm



外科鑷子 有鈎

F-241-13 13cm
F-241-15 15cm
F-241-18 18cm
F-241-23 23cm



先細外科鑷子 無鈎

F-250-13 13cm
F-250-15 15cm
F-250-18 18cm
F-250-23 23cm



先細外科鑷子 有鈎

F-251-13 13cm
F-251-15 15cm
F-251-18 18cm
F-251-23 23cm

鑷子 (チップ付)

Foeceps



マッカンドー鑷子

F-300-15 15cm



アドソン鑷子

F-310-12 12cm



ギリス鑷子

F-320-15 15.5cm



ポッツスミス鑷子

F-330-15 15cm
F-330-18 18cm
F-330-20 20cm

鑷子

Foceps



マッカンドー鑷子 有鉤 直 16cm
(先極細型)

F-011-16/S



マッカンドー鑷子 有鉤 曲 16cm
(先極細型)

F-011-16/SC
