


# Reciprocating Bone File/ レシプロケーティング ボーン ファイル

PAT.P  
(2005-238119)



- 下顎骨形成や骨切り術後の整形に使用、特に下顎枝内側部を削るのに有効です。
- 軟部組織を巻き込む事無く安全に骨を削れます。

許可番号: 13B3X0040358004



◆レシプロケーティング ボーン ファイル 大  
品番 2000-208-001NS



◆レシプロケーティング ボーン ファイル 小  
品番 2000-208-002NS



◆レシプロケーティング ボーン ファイル ロッドタイプL  
品番 2000-108-001NS



◆レシプロケーティング ボーン ファイル ロッドタイプS  
品番 2000-108-003NS



レシプロケーティングソー用ハンド  
ピースに装着して操作します。



総販売元  
有限会社フォーメディックス  
東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1  
生泉市ヶ谷ビル4F  
TEL:03-6280-7233  
FAX:03-6280-7667