

LIPOSUCTION UNIT

FMO-55-II

Aspiration Platform



リポサクションユニット FMO-55 -

- ・オイルフリーのポンプ搭載
- ・オイル交換・エレメント交換不要
- ・オイル漏れによるトラブルは起こりません。

リポサクションユニット内容

リポサクションユニット FMO-55 本体	1
付属品: 吸引瓶3L(曲管付)・吸引瓶2L・フィルター各1	

※上記内容以外はオプションとなります。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
定格電圧	AC100V
電源入力	320VA
吸引圧	-90Kpa以上
排気速度	90L/min以上
ポンプ	ピストン式
本体寸法	W450×D300×H770(H854吸引瓶含む)
重量	約26Kg


主なOPTION紹介

●脂肪採取用500cc吸引瓶



●The ARC CANNULAE

吸引効率の大幅アップを実現



OPTION (脂肪吸引器)

FM-FS	FMO-55用フットスイッチ
FM-H2	FMO-55用(カニューラジョイント)シリコン吸引ホース 2m
FM-H3	FMO-55用(カニューラジョイント)シリコン吸引ホース 3m
HP-F	専用 フィルター 1入り
FM-R5ML/K	肪採取用吸引瓶500mL (曲管キャップ付)
FM-HJ2	中間接続ホース(採取用吸引瓶ジョイントホース)2m
FM-HJ3	中間接続ホース(採取用吸引瓶ジョイントホース)3m

The ARC CANNULAE

【脂肪吸引器用】

ARC カニューーラ

形状

メルセデス：円周状に3つ穴があるタイプです。

アクセラレーター：トライアングルパターン3穴でホピュラーなデザインです。



ARC カニューーラ

Cat.No.

外径

メルセデス

MER326-ARC	3mm	26cm
MER332-ARC	3mm	32cm
MER336-ARC	3mm	36cm
MER426-ARC	4mm	26cm
MER432-ARC	4mm	32cm

アクセラレーターⅢ

Ⅲ326-ARC	3mm	26cm
Ⅲ332-ARC	3mm	32cm
Ⅲ336-ARC	3mm	36cm
Ⅲ426-ARC	4mm	26cm
Ⅲ432-ARC	4mm	32cm

ARCハンドル

Cat.No.

ARC-HAN-S

マニュアル用ハンドル



ツイストロックコネクターにより
360° 希望する位置で固定が出来ます。
簡単操作で素早く、術中にカニューーラの付け替えが行えます。



有限
会社 フォーメディックス



有限会社フォーメディックス

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-4F

TEL : 03-6280-7233 FAX : 03-6280-7667