


Infiltration Needles

インフィльтраーション・ニードル

(麻酔注入用ニードル)

LAMIS™ Bullet Infiltration Needles

ラミス・ブレット・インフィльтраーション・ニードル



ニードルの接続部は、ルアーロックになっており、ルアーロック型シリンジなどへ安定した固定が可能です。

- 長めのシャフトを使用することにより1ヶ所の皮切のみで正確な注入のコントロールができます。
- 先端が鈍なのでatraumaticな操作が可能。
- 豊富なサイズ。

カタログNo.	品名	径	長さ
BN1423	ラミス・インフィльтраーション・ニードル	2mm	23cm
BN1430	ラミス・インフィльтраーション・ニードル	2mm	30cm
BN1435H	ハンスタッド・インフィльтраーション・ニードル	2mm	35cm

カタログNo.	品名	径	長さ
BN1223H	ハンスタッド・インフィльтраーション・ニードル	3mm	23cm
BN1230	ラミス・インフィльтраーション・ニードル	3mm	30cm
BN1235	ラミス・インフィльтраーション・ニードル	3mm	35cm
BN1240	ラミス・インフィльтраーション・ニードル	3mm	40cm

有限会社 フォーメックス