

FM 遠心分離器

FM0-37



電源 AC100 3A
 タイマー 0~12分
 重量25kg
 最大遠心力 820G
 最大回転数1980±50
 外寸W400×L445×H300mm
 重量 約25kg
 電源コード 長さ 170cm



■ シリンダー（アルミ製）
 （50mlシリンジ 4本）
 オートクレーブ滅菌可

シリンジはキャップをしてから W420×D470×H700mm
 シリンダーに差込んで下さい キャスターφ75mm
 （4輪ストッパー付）

FMO-37-C 架台（枠付き）



医療機器届出番号13B3X00403260002
 一般名称：汎用遠心機