

FM CANNULA

FM ASPIRATION SYSTEM
FM ARC CANNULA


FMアークカニューラ



FM CANNULA

FM Arc Cannula / FMアーカニューラ

FMアーカニューラは、専用ハンドルを装着して使用する吸引用カニューラです。吸引口はメルセデスタイプとアクセルレータタイプの2種類があります。



メルセデスタイプ

メルセデスタイプ：カニューラの周囲に穴が3つ開いているタイプです。




アクセルレータタイプ

アクセルレータタイプ：トライアングル状に穴が3つ開いているタイプで最もポピュラーなデザインです。

メルセデス	径	長さ	アクセルレータ	径	長さ
FM-MER226-ARC	2mm	X26cm	FM-ACC315-ARC	3mm	X15cm
FM-MER326-ARC	3mm	X26cm	FM-ACC326-ARC	3mm	X26cm
FM-MER332-ARC	3mm	X32cm	FM-ACC332-ARC	3mm	X32cm
FM-MER336-ARC	3mm	X36cm	FM-ACC336-ARC	3mm	X36cm
FM-MER426-ARC	4mm	X26cm	FM-ACC426-ARC	4mm	X26cm
FM-MER432-ARC	4mm	X32cm	FM-ACC432-ARC	4mm	X32cm
			FM-ACC436-ARC	4mm	X36cm

FM Arc Handle / FMアーカハンドル



FM-ARC-HAN FMアーカハンドル

専用ハンドルです。ツイストロックコネクターにより360°希望する位置で固定ができます。簡単操作で素早く、術中にカニューラの付け替えが行えます。

総販売元

有限会社フォーメディクス

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1 4F

TEL : 03-6280-7233 FAX : 03-6280-7667