


## FM INFILTRATION NEEDLE

FMインフィльтраーションニードル



## FM Infiltration Handle

FMインフィльтраーションハンドル



FM-INF-HAN

人間工学に基づいた設計により、使いやすい製品です。ピストンを押すことにより操作中に注入をコントロールします。

## FM Infiltration Needle

FMインフィльтраーションニードル



ニードル接続部は、ルアーロックになっておりハンドルやシリンジへ安定した固定が可能です。

- wet techniqueにおいて注射器を使用することなく迅速な注入が可能です。
- 長めのシャフトを使用することにより1ヶ所の皮切のみで正確な注入のコントロールができます。
- 先端が鈍なのでatraumaticな操作が可能。
- らせん状に穴が開いています。

カタログNo,	径	長さ	カタログNo,	径	長さ
FM-INF1223	12G	23cm	FM-INF1423	14G	23cm
FM-INF1230	12G	30cm	FM-INF1430	14G	30cm
FM-INF1235	12G	35cm	FM-INF1435	14G	35cm
FM-INF1240	12G	40cm	FM-INF1620	16G	20cm

※12G=3mm 14G=2mm 16G=1.5mm

総販売元

有限会社フォーメディクス

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1 4F

TEL : 03-6280-7233 FAX : 03-6280-7667